

Méthode Guillarme

Le souffle physiologique au service
de la rééducation



POSTURALE PÉRINATALE DIGESTIVE ESTHÉTIQUE PÉRINÉALE

*Différents visuels
&
2 modes*


avec des conseils permettant
de pratiquer la méthode de manière ludique

M1 : 4x4 & 2x4
M2 : 7x4 & 3x4

*Un historique
&
des notifications*

Le matériel

PHYSIOFLOW®




FLOWBAG®



PELVIFLOW®



*Objectifs
rééducatifs*




PROTECTION

Bonne transmission des pressions

Défaut de transmission des pressions

PROVOCATION



Trouvez

un thérapeute référent

près de chez vous

La méthode Guillarme est une rééducation
abdomino-diaphragmatique à domicile
qui nécessite un suivi en cabinet
par un thérapeute certifié.
Seul le respect du protocole permettra
d'obtenir des résultats optimaux

Une application permettant une prise en charge globale et
durable

Un fonctionnement simple

Un visuel ludique

Un encouragement au
quotidien



Équipez-vous

